

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/materac-przeciwodlezynowy-viscoflex-p-10317.html>



## Materac przeciwodleżynowy Viscoflex

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>1 700,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>P161MOPMHI</b>  |
| Producent        | <b>System</b>      |

### Opis produktu

## Materac przeciwodleżynowy Polyplot z pokrowcem

- Jednosekcyjny materac wykonany z wysoko wytrzymałej pianki poliuretanowej.
- Trwały, elastyczny, komfortowy i miły w dotyku.
- Duża powierzchnia bloczków – pozwala na zwiększenie kontaktu ciała pacjenta z materacem, co obniża nacisk w miejscach narażonych na powstawanie odleżyn.
- Kanały wentylacyjne pomiędzy bloczkami zapewniają prawidłowy przepływ powietrza.
- Kompatybilny z łózkami rehabilitacyjnymi.
- Zaokrąglone rogi – ułatwiają instalację w łóżku.

### Piana HR o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>

- Piana wysoko-elastyczna.
- Zwiększona sprężystość i wytrzymałość.
- Miliony pęcherzyków pozwalają idealnie dopasować się do anatomicznego kształtu ciała oraz zapewniają doskonałą wentylację - (zapobiega to rozwojowi grzybów i pleśni) dlatego polecana jest nawet alergikom.
- Gwarantuje przyspieszony komfort.
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia.
- Odzwierciedla nierówny kształt dwa razy szybciej niż piana standardowa.
- Szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej.

- 
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania.

### **Pokrowiec PU bi-elastyczny Polymaille**

- Rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarcia.
- Nieprzemakalny i oddychający
- Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antywarzywnicze)
- Posiada antypoślizgową podstawę
- Posiada zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania.
- Można prac w temp. do 95 stopni Celsjusza.
- Można dezynfekować na zimno.
- Posiada atest niepalności.

### **UWAGA:**

**Materac jest dostarczany w poliuretanowym, nieprzemakalnym pokrowcu Polymaille.**

**Materac całkowicie zastępuje tradycyjne materace zmienno-ciśnieniowe**

**przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I i II.**

**Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, u których ze względu na stan**

**zdrowia lub dyskomfort związany z wibracjami, stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych nie jest zalecane lub jest wręcz niemożliwe.**

**Zwracamy się z prośbą, aby przed wyborem materaca zapoznać się dokładnie z tabelą rozmiarów. Wymiary naszych materacy są w odpowiedniej tolerancji mniejsze od wymiarów leża producentów łóżek co powoduje, że idealnie dopasowują się do większości z nich. Informujemy również, iż nasze materace produkowane są z wysokiej jakości piany medycznej metodą wtrysku, w wyniku czego podstawa materaca jest szersza niż jego wierzch. Fakt ten nie ma żadnego wpływu na jakość i walory użytkowe wybranego rozmiaru materaca. Każdy oferowany przez nas materac firmy System ze względu**

---

**na swoją unikalną technologię produkcji posiada nieregularne otwory technologiczne oraz pęcherzyki powietrzne widoczne na spodzie materaca . Jest to naturalny efekt procesu produkcyjnego i nie ma żadnego wpływu na jakość oraz walory użytkowe materaca.**

