

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/nakladka-przeciwodlezynowa-na-materac-viscoflex-p-10319.html>



## Nakładka przeciwodleżynowa na materac - Viscoflex

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>1 800,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>P161MSPMHI</b>  |
| Producent        | <b>System</b>      |

### Opis produktu

## Nakładka przeciwodleżynowa Viscoflex z pokrowcem

- Formowana nakładka na materac wykonana z piany Viscoelastycznej
- Trwała, elastyczna, komfortowa i miła w dotyku
- Duża powierzchnia płytkich bloczków – pozwala na zwiększenie kontaktu ciała pacjenta z materacem, co obniża nacisk w miejscach narażonych na powstawanie odleżyn
- Kanały wentylacyjne pomiędzy bloczkami zapewniają prawidłowy przepływ powietrza
- 6 cm pianki Viscoelastycznej termoaktywnej o gęstości 80 kg/m<sup>3</sup>
- Kompatybilna z leżanymi 90x200 lub 90x190

### Piana Viscoelastyczna z efektem pamięci o gęstości 80 kg/m<sup>3</sup>

- Precyzyjnie dopasowuje się do ciała, nie tylko pod wpływem nacisku ale i temperatury, zapewniając maksymalny obszar kontaktu ciała z materacem
- Zapewnia redukcję nacisku w miejscach wysokiego ryzyka, wspomaga krążenie
- Poprawia komfort, dając wrażenie otulenia i relaksu i stabilizuje pacjenta
- Zapewnia dobrą wentylację, ograniczając rozwój grzybów i pleśni
- Efekt skórki uzyskany dzięki procesowi formowania- ochrona piany przed niszczącymi czynnikami (rozdzieraniem, kruszeniem)

- 
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
  - Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania

### **Pokrowiec PU bi-elastyczny Polymaille**

- Rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarcia
- Nieprzemakalny i oddychający
- Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybicze)
- Posiada antypoślizgową podstawę
- Posiada zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania
- Można prać w temp. do 95 stopni Celsjusza
- Można dezynfekować na zimno
- Posiada atest niepalności

### **UWAGA:**

**Materac jest dostarczany w poliuretanowym, nieprzemakalnym pokrowcu Polymaille.**

**Materac całkowicie zastępuje tradycyjne materace zmienno-ciśnieniowe**

**przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I oraz II.**

**Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub dyskomfort związany z wibracjami,**

**stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych nie jest zalecane lub jest wręcz niemożliwe.**