

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/parapodium-dynamiczne-pd-p-5761.html>

## Parapodium dynamiczne PD



Numer katalogowy

**PD**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pacjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trzecich.

#### CECHY PRODUKTU:

- urządzenie łączy cechy ortozy TLSO+HKAFO typu dynamicznego,
- umożliwiające lokomocję (poprzez balans tułowiem) pacjenta z niedowładem kończyn dolnych,
- dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia,
- elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp (dolny tylny punkt podparcia),
- łukowate obejmy kolanowe przednie (środkowy punkt podparcia),
- otwierany od tyłu pas biodrowy (górnny tylny i przedni punkt podparcia),
- bardzo szeroki zakres regulacji umożliwiający jak najlepsze dopasowanie urządzenia zapewniając przy tym pełen komfort i bezpieczeństwo pacjenta,
- opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, pas tylny, dodatkowe poduszki boczne.

Rozmiar	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki*	21 - 29 cm	25 - 35 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Głębokość kamizelki*	16,5 - 23 cm	20 - 28 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Szerokość urządzenia	42,5 - 58 cm	48 - 68 cm	53 - 83 cm	62 - 99 cm	62 - 99 cm
Długość urządzenia	58 - 61 cm	64 - 70 cm	83 - 88 cm	83 - 88 cm	83 - 88 cm
Wysokość urządzenia	66 - 86 cm	77 - 96 cm	93 - 120 cm	118 - 155 cm	128 - 165 cm
Wzrost	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maksymalna waga pacjenta	20 kg	35 kg	70 kg	90 kg	110 kg

---

Słownik kodów	Dopłata
P.125	2000

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 , 125 , 150 , 180 , 200