

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pas-na-nadgarstek-lub-kostke-z-metalowa-sprzaczka-model-svc-2476xl-p-15799.html>



## Pas na nadgarstek lub kostkę z metalową sprzączką - model SVC 2476XL

Cena	<b>40,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SVC 2476XL</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Pas na nadgarstek lub kostkę z metalową sprzączką SVC 2476XL** przeznaczony jest do unieruchomienia chorego pobudzonego, nieprzytomnego czy o ograniczonej świadomości, który mógłby zrobić sobie krzywdę podczas wykonywania przez personel medyczny zabiegów pielęgnacyjnych lub leczniczych.

- Pas zapobiega urazom, otarciom i innym obrażeniom skóry poprzez unieruchomienie pacjenta.
- Produkt jest miękki i przyjazny dla skóry, ponieważ wewnętrzna część pasa wykonana została z bawełny a zewnętrzna z materiału piankowego zapinanego na pasek z rzepem.
- Dodatkowo pas posiada metalową klamrę, przez którą przeplata się dwa paski, które wiąże się np. do ramy łóżka.

### Jak używać?

1. Umieść uchwyt na nadgarstek wokół nadgarstka pacjenta z pierścieniem skierowanym na zewnątrz. Wyreguluj i zabezpiecz zapięciem Velcro®.
2. Przełóż pasek przez pierścień i zapnij go dwukrotnie.
3. Przymocuj do ramy łóżka. Uzyskasz mocne, wygodne i bezpieczne mocowanie.

### Dane techniczne

**Pas na nadgarstek** dostępny jest w **rozmiarze uniwersalnym**, w komplecie są **2 sztuki produktu**.