

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pionizator-statyczny-paramobil-p-5589.html>



## Pionizator statyczny PARAMOBIL™

Numer katalogowy	<b>PARAMOBIL™</b>
Producent	<b>Akces-Med</b>

### Opis produktu

Wielofunkcyjność to główna cecha pionizatora **PARAMOBIL™**. W zasadzie jest to jedyne takie urządzenie na rynku, które łączy w sobie **3** funkcje. Produkt daje nam możliwość stania w wersji statycznej oraz kroczenia w wersji dynamicznej, a także wykonywania ćwiczeń nóg w wersji rehabilitacyjnej.

- **Wersja statyczna** sprawdza się u osób na etapie rehabilitacji poprzedzającym naukę chodzenia jak i u tych osób, których dysfunkcje wykluczają możliwość samodzielnego przemieszczania się. Ma za zadanie usprawnić procesy fizjologiczne i dotlenienie pacjenta.
- **Wersja dynamiczna** pozwala odzyskiwać utracone lub nabywać nowe umiejętności związane z lokomocją. Separator kończyn dolnych zapobiega patologicznemu krzyżowaniu się nóg podczas chodzenia.
- **Wersja rehabilitacyjna** świetnie sprawdza się jako uzupełnienie kompleksowej terapii.

Dzięki szerokim, ergonomicznym i regulowanym pelotom produkt świetnie sprawdza się również w centrach rehabilitacji oraz na oddziałach neurologicznych gdzie pionizowane mogą być w nim nawet osoby w śpiączce.

**PARAMOBIL™** można nabyć jako kompleksowe urządzenie ze wszystkimi funkcjami lub w wersji najbardziej pasującej do potrzeb. Wybór należy do Ciebie, a my Ci w tym pomożemy!

### SZCZEGÓLNE ZALETY

#### Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

#### Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

## Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

## 3 w 1

Produkt posiada 3 funkcje użytkowe do wykorzystania w jednym urządzeniu.

## WSKAZANIA

### Zalecany dla osób, u których rozpoznano:

- Choroby zwyrodnieniowe i motodestrukcyjne stawów.
- Chorobowe lub naczyniowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni - dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe.
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego.
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).
- Mózgowe porażenie dziecięce - różne postaci.

## TABELE POMIAROWE

Symbol W	Odległość orientacyjny wzrost użytkownika*	Jednostka [cm]	Rozmiar 0 90 - 150	Rozmiar 1 110 - 170	Rozmiar 2 130 - 190	Rozmiar 3 130 - 200
A	szerokość peloty biodrowej	[cm]	25	31	37	42
A1	szerokość peloty piersiowej	[cm]	23	30	35	40
C	wysokość peloty biodrowej	[cm]	63 - 90	77 - 114	86 - 122	91 - 128
C1	wysokość peloty piersiowej	[cm]	75 - 112	94 - 131	103 - 147	107 - 159
B	głębokość peloty biodrowej	[cm]	15 - 24	15 - 28	19 - 31	22 - 34
B1	głębokość peloty piersiowej	[cm]	15 - 24	22 - 34	24 - 36	27 - 38
G	rozstaw pelot kolanowych	[cm]	17 - 29	17 - 29	17 - 29	23 - 35
H	wysokość pelot kolanowych	[cm]	25 - 55	32 - 60	34 - 70	39 - 79
	długość stopki	[cm]	19	28	28	31
	max. waga użytkownika	[kg]	40	60	90	120

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

\*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

[Jak mierzyć pacjenta? - kliknij](#)

## WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

---

		<b>Rozmiar 0</b>	<b>Rozmiar 1</b>	<b>Rozmiar 2</b>	<b>Rozmiar 3</b>
Szerokość	[cm]	59	70	70	76
Długość	[cm]	75	90	90	93
Wysokość	[cm]	90	83	93	98
Waga	[kg]	22	39	42	43

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

## **OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA PIONIZATOR**

**Kod środka**  
**Przeznaczenie**

P125  
schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia,  
obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem  
jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny)  
Bezpłatnie do wysokości limitu

**Odpłatność**  
**Okres używalności**  
**Lekarze upoważnieni**

Raz na 5 lat  
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji  
lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej  
lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

**Limit NFZ**

2000 zł

**Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ**