

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pionizator-statyczny-smart-p-5588.html>



Pionizator statyczny SMART™

Cena	3 300,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	SMART™
Producent	Akces-Med

Opis produktu

Pionizator statyczny **SMART™** to łatwe w obsłudze, lekkie, a przy tym wytrzymałe i stabilne urządzenie, umożliwiające pełną pionizację pacjenta. Prostota obsługi pomaga rodzinie lub opiekunom w pracy i terapii. Dostępny w **8** rozmiarach zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Daje użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa, a zarazem swobodę ruchów w obrębie kończyn górnych. Pozytywnie stymuluje go do dalszej pracy nad sobą i do pokonywania powstałych w wyniku urazu czy choroby ograniczeń ruchowych.

W urządzeniu zastosowano innowacyjny system **UPRIGHT PRO®**, składający się z pasa piersiowego i pasa biodrowego o bardzo szerokich zakresach regulacji zapewniający przyjęcie właściwej pozycji w urządzeniu.

W pionizatorze **SMART™** zamontowano **4** małe koła skrętne z hamulcami, które umożliwiają przewożenie pacjenta.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

- System **UPRIGHT PRO®** - składa się z pasa piersiowego i pasa biodrowego o bardzo szerokich zakresach regulacji. Pasy zapewniają przyjęcie właściwej pozycji w urządzeniu.

- Nowy, większy, składany stolik zapewnia więcej miejsca do pracy, a dodatkowo może być całkowicie złożony.
- Peloty kolanowe 3D ergonomiczne, regulowane w 3 różnych kierunkach peloty zapewniają więcej komfortu podczas użytkowania.
- Stopki posiadają pełny zakres regulacji. Ergonomicznie zaprojektowane krzyżowe paski stóp doskonale zabezpieczają stopę oraz piętę.

WSKAZANIA

Zalecany dla osób, u których rozpoznano:

- Choroby zwyrodnieniowe i motodestrukcyjne stawów.
- Choroby lub naczyniowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni - dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe.
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego.
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).
- Mózgowe porażenie dziecięce - różne postaci.

Tabele rozmiarowe

Symbol	Pomiar	Jed.	Rozmiar							
			0a***	1***	1a	2***	2a	3***	3a	4***
W	orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	50 - 70	70 - 100	70 - 100	90 - 130	90 - 130	110 - 170	110 - 170	140 - 200
A	szerokość peloty biodrowej	[cm]	22	22	28	28	37	37	44	44
C	wysokość peloty biodrowej	[cm]	18 - 44	24 - 68	24 - 68	28 - 86	28 - 86	30 - 107	30 - 107	33 - 129
A₁	szerokość peloty piersiowej	[cm]	20	20	26	26	35	35	42	42
C₁	wysokość peloty piersiowej	[cm]	41 - 56	56 - 76	56 - 76	71 - 98	71 - 98	86 - 121	86 - 121	106 - 144
	obwód pasa biodrowego	[cm]	49 - 61	49 - 61	61 - 80	61 - 80	80 - 105	80 - 105	101 - 124	101 - 124
	obwód pasa piersiowego	[cm]	50 - 64	50 - 64	64 - 76	64 - 76	80 - 105	80 - 105	95 - 125	95 - 125
G	rozstaw pelot kolanowych	[cm]	8 - 10,5	8 - 10,5	11 - 14	11 - 14	14 - 20	14 - 20	16,5 - 25	16,5 - 25
H	wysokość pelot kolanowych*	[cm]	11 - 35	11 - 55	12 - 57	13 - 72	14 - 78	14 - 88	14 - 96	14 - 98
K	długość stopki	[cm]	17	17	20	20	24	24	30	30
	max. waga użytkownik	[kg]	35	35	55	55	75	75	95	95

a

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

* Wysokość pelot kolanowych zależy od wysokości stolika.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

*** Rozmiar niedostępny.

Wymiary i waga sprzętu

Wymiar	Jednostka	0a	1	1a	2	2a	3	3a	4
Szerokość	[cm]	50	50	60	60	70	70	78	78
Długość	[cm]	63	63	70	70	87	87	91	91
Wysokość	[cm]	55	70	70	75	75	92	92	110
Waga	[kg]	10	10	12	13	19,8	20	24,4	26

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartości orientacyjne, zależne od konfiguracji wyrobu.

OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA PIONIZATOR

Kod środka
Nazwa
Odpłatność
Okres używalności
Lekarze upoważnieni

Limit NFZ

S.10.01
Pionizator
Bezpłatnie do wysokości limitu
Raz na 5 lat
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
3000 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1a (+ 100,00 zł), 2a (+ 250,00 zł), 3a (+ 450,00 zł), 1 (+ 100,00 zł), 2 (+ 150,00 zł), 3 (+ 400,00 zł), 4 (+ 600,00 zł)