

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/poduszka-duoform-soft-p341cs-do-70-kg-p-10330.html>

Poduszka Duoform - soft P341CS (do 70 kg)



Cena	900,00 zł
Numer katalogowy	P341CS42421HW
Producent	System

Opis produktu

SYSTEM Duoform SOFT / P341 CS - przeciwoleżynowa poduszka wykonana z pianki wysokoelastycznej HR SOFT oraz żelu wiskoelastycznego o różnej gęstości z efektem pamięci

Charakterystyka poduszki:

- Dla użytkowników o wadze do 70 kg
- Górna część wykonana z żelu poliuretanowego wiskoelastycznego podzielonego na strefy:
 - strefa niebieska: żel o dużej gęstości
 - strefa biała: żel o mniejszej gęstości - lepsza ochrona wypukłości kostnych
- Dolna część wykonana z pianki poliuretanowej wysokoelastycznej HR
- Wysoki komfort użytkownika
- Bardzo dobra stabilizacja użytkownika
- Struktura żelu o wysokiej lepkości nie pozwala na rozptywanie się go pod naciskiem ciała użytkownika
- Idealna dla użytkowników korzystających z wózków inwalidzkich oraz osób starszych
- Szeroki wybór rozmiarów
- Posiada atest niepalności
- Nieprzemakalny pokrowiec w standardzie
- Wersja Soft występuje tylko w rozmiarze 42x42 cm

Charakterystyka pianki:

-
- Wysokoelastyczna medyczna pianka poliuretanowa HR
 - Bardzo duża gęstość pianki 40 kg/m^3 - zapobiega deformacji oraz wygniataniu się pianki
 - Proces wtrysku zapobiega kruszeniu i rozrywaniu się pianki
 - Jest zbudowana z miliona pęcherzyków, zapewniając idealne dopasowanie się do ciała użytkownika
 - Odzyskuje swój kształt 2 x szybciej niż pianka standardowa, przez co dużo szybciej reaguje na zmianę pozycji ciała użytkownika
 - Otwarta, porowata struktura zapewnia wentylację
 - Cyrkulacja powietrza uniemożliwia rozwój grzybów i pleśni
 - Hypoalergiczna

Pokrowiec POLYMAILLE w standardzie:

- Pokrowiec leżący powleczony warstwą poliuretanu
- Nieprzemakalny, oddychający
- Bardzo rozciągliwy
- Antypoślizgowa podstawa
- Idealny do opieki domowej oraz w instytucjach medycznych
- Hypoalergiczny
- Zamek błyskawiczny z 3 stron
- Zintegrowany uchwyt
- Można prać w 95°
- Można dezynfekować dostępnymi środkami (najlepiej unikać dezynfekcji alkoholowej)
- Można chlorować roztworem do 1000 ppm
- Można suszyć w suszarce