

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/silikonowe-oslony-na-palce-medic-line-virtus-sil-ms411-p-13425.html>

Silikonowe osłony na palce Medic Line VIRTUS SIL MS411



Producent

Mazbit

Opis produktu

- zamknięte, silikonowe osłony na palce dla osób z bolącymi palcami, z problemami z paznokciami, otarciami i odciskami
- miękkie i elastyczne rurki zakończone półkuliście zapewniają komfort i chronią przed podrażnieniami
- osłaniają paznokcie, odciski, miejsca podrażnione
- zalecane do stosowanie w każdym typie obuwia

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie

Wyroby żelowe/silikonowe
Pozostałe dolegliwości
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie, Baleriny, Czółenka
Miękki, elastyczny silikon
2, 3

Wykonanie
Rozmiary

Pranie

Mycie ręczne
Talk

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 2 , 3