

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/tasm-y-rehabilitacyjne-5-5-m-thera-band-zolta-bardzo-slaba-p-6764.html>



## Taśmy rehabilitacyjne 5,5 m Thera Band® żółta ,bardzo słaba

Producent

**Thera Band**

### Opis produktu

Regularny a zarazem prosty trening z taśmami Thera Band® pociąga za sobą wymierne efekty. Produkty Thera-Band® znajdują także pełną akceptację podczas ćwiczeń ze względu na ich wielostronną możliwość wykorzystania. Małe, przenośne przybory często zalecane są do zastosowania warunkach domowych po okresie intensywnej terapii szpitalnej. Taśmy Thera Band® przyczyniają się do poprawy siły mięśniowej już po krótkim czasie ich używania. Dają one nam możliwość działania na każdą partię mięśniową. Przybory mogą być używane w gabinecie rehabilitacyjnym, w studiu fitness, w klubie sportowym, na urlopie, w hotelu lub w domu. Oryginalne taśmy Thera Band® posiadają na świecie najlepszą rekomendację. Potwierdzają to już od wielu lat prowadzone badania porównawcze.

Taśmy Thera Band® uznane zostały przez Amerykańskie Towarzystwo Fizjoterapeutyczne jako jedyny środek terapeutyczny tego typu.

Zastosowanie: przyrost siły mięśniowej, zwiększenie zakresu ruchu, poprawa kondycji i koordynacji.

#### Zalety:

1. Progresywny, prawie liniowy przyrost oporu.
2. Zróżnicowane opory pozwalają na indywidualne dopasowanie wartości obciążenia w zależności od celu terapii czy treningu lub możliwości oraz potrzeb ćwiczącego.
3. Wielostronne zastosowanie.
4. Oznaczone znakiem towarowym gwarantującym wysoką jakość - **pytaj zawsze o oryginał!**
5. Polecane przez terapeutów i trenerów na całym świecie.

#### Zastosowanie:

- przyrost siły mięśniowej,
- zwiększenie zakresu ruchu,
- poprawa kondycji i koordynacji,
- korekcja wad postawy.

#### Taśmy - opakowania handlowe:

1,5m - beżowa, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna, srebrna, złota  
2,5m - beżowa, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna, srebrna, złota  
5,5m - beżowa, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna, srebrna, złota  
45,5m - beżowa, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna, srebrna, złota

---

**Komplety taśm:**

słaby - 3x1,5m - żółta, czerwona, zielona

mocny - 2x1,5m - niebieska, czarna

**Thera Band® Loop - taśma w kształcie pętli. Długości: 20,5cm, 30,5cm lub 45,7cm:**

opór słaby - kolor żółty,

opór średni - kolor czerwony,

opór mocny - kolor zielony,

opór bardzo mocny - kolor niebieski.

**Thera Band® Loop tubing - w kształcie pętli**

wyposażony w miękkie uchwyty z rzepem, długość 30cm:

opór średni - kolor czerwony

opór mocny - kolor zielony

opór bardzo mocny - kolor niebieski

opór specjalnie mocny - kolor czarny

**Tubingi - opakowania handlowe:**

1,4m z uchwytami (elastyczny lub z gąbką) - żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny, srebrny

7,5m - wszystkie opory

30,5 - wszystkie opory

**Komplety tubingów:**

słaby: 3x1,8m - czerwony, zielony, niebieski

mocny - 2x1,8m - czarny, srebrny

**Dostępne są również taśmy bez zawartości lateksu:**

Produkt oferowany osobom u których występują reakcje alergiczne na naturalny lateks. Wyprodukowane z polisoprenu i syntetycznego kauczuku. Opór taśm bez lateksowych jest zgodny z oporem taśm z zawartością lateksu.