

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/tena-comfort-maxi-pieluchy-anatomiczne-28-sztuk-p-9479.html>



## TENA Comfort Maxi, pieluchy anatomiczne, 28 sztuk

Numer katalogowy **759128**

Producent **Tena**

### Opis produktu

Pieluchy anatomiczne TENA Comfort Maxi to produkty chłonne zalecane do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu (poziom chłonności 8/8). TENA Comfort Maxi to produkt wymagający dodatkowego mocowania za pomocą majtek elastycznych TENA Fix.

#### Dodatkowe informacje:

TENA Comfort pieluchy anatomiczne o kubekowym kształcie, stanowiące doskonałą ochronę i barierę przed przeciekaniem. W przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi. Jednocześnie zabezpieczają przed wydostaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz.

- Wysoka chłonność – odpowiednie dla średniego do ciężkiego nietrzymania moczu
- Komfort użytkowania – miękkie w dotyku, w pełni oddychające dla pełnego komfortu używania
- Idealne w zestawie – mocowane za pomocą majtek elastycznych TENA Fix

#### Wskazania:

- Dla osób z bardzo ciężkim nietrzymaniem moczu (poziom chłonności 8/8).

#### Instrukcja korzystania:

1. Włóż majtki elastyczne TENA Fix do połowy uda.
2. Umieść pieluchę anatomiczną między nogami, na majtkach elastycznych.
3. Podciągnij majtki elastyczne z pieluchą anatomiczną na wysokość kroczu.
4. Po wykorzystaniu wyrzuc pieluchę anatomiczną do kosza na śmieci. Majtki elastyczne TENA Fix nadają się do ponownego użycia.

#### Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

TENA Comfort dostępne są również z w wariantach o innych poziomach chłonności: TENA Comfort Plus, TENA Comfrot Extra, TENA Comfort Super

**\*Produkt jest refundowany**