

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/tena-pants-plus-m-otc-edition-80-110-cm-majtki-chlonne-10-sztuk-p-9441.html>



TENA Pants Plus M OTC Edition (80-110 cm), majtki chłonne, 10 sztuk

Numer katalogowy **792510**

Producent **Tena**

Opis produktu

Majtki chłonne TENA Pants Plus M OTC Edition to produkty chłonne zalecane do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu (poziom chłonności 6/8). TENA Pants Plus M przeznaczone są dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, o rozmiarze 80-110 cm w pasie. TENA Pants dzięki systemom Feel Dry i Odour Neutralizer zapewniają suchość i neutralizują nieprzyjemny zapach. TENA Pants są zakładane jak zwykła bielizna, zapewniają wysoki komfort i dyskrecję. Majtki chłonne TENA dobrze przylegają do ciała, dzięki czemu nie odznaczają się pod ubraniem. Dostępne są w różnych rozmiarach i poziomach chłonności, również w refundacji.

Dodatkowe informacje:

TENA Pants to majtki chłonne, które, w przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi. Jednocześnie zabezpieczają przed wydostaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz. Specjalny projekt SmartDesign sprawia, że majtki chłonne TENA Pants nie odznaczają się pod ubraniem, zapewniając pełen komfort i dyskrecję w trakcie chodzenia.

- Błyskawiczna suchość dzięki systemowi FeelDry
- ochrona przed nieprzyjemnym zapachem dzięki systemowi Odour Neutralizer
- zakładane jak zwykła bielizna
- specjalny projekt SmartDesign dla dyskrecji i komfortu
- oddychający materiał dla ochrony skóry

Wskazania:

- Dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem moczu (poziom chłonności 6/8), o rozmiarze 80-110 cm w pasie.

Instrukcja korzystania:

1. Włóż majtki chłonne TENA Pants jak zwykłą bieliznę. Po wykorzystaniu:
2. Aby zdjąć, po użyciu rozewnij majtki chłonne wzdłuż szwów bocznych.
3. Po zdjęciu zroluj majtki chłonne i zaklej rzepem.
4. Wyrzuć zrolowane majtki chłonne do kosza na śmieci

Dodatkowe poziomy chłonności i rozmiary:

TENA Pants Plus dostępne są również w rozmiarach S, L i XL oraz w wariantach o innych poziomach chłonności: TENA Normal (niższy poziom chłonności) i TENA Super wyższy poziom chłonności).

***Produkt jest refundowany**

