

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 12:54

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/ultra-lekki-wozek-specjalny-dla-dzieci-ursus-p-5692.html>



## Ultra lekki wózek specjalny dla dzieci URSUS™

Cena	<b>6 000,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>URSUS™</b>
Producent	<b>Akces-Med</b>

### Opis produktu

Ultra lekki wózek **URSUS™** przeznaczony jest do codziennej rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu.

Rama oraz siedzisko zostały wykonane z bardzo wytrzymałego aluminium a podwozie jest dodatkowo amortyzowane. **URSUS™** to wózek modułowy co oznacza, że siedzisko możemy przełożyć i użytkować z innymi bazami dostępnymi w naszej ofercie. Dzięki systemowi **ClickClack™** przekładanie siedziska z bazy do bazy jest intuicyjne i bardzo łatwe.

Produkt posiada bardzo wiele regulacji takich jak szerokość i głębokość siedziska, wysokość i kąt pochylenia oparcia oraz podnóżków, płynna regulacja funkcji kubekowej **TILT-IQ®**, przekładane siedzisko.

**URSUS™** został wyposażony w oddychającą tapicerkę przestrzenną, która zapobiega nadmiernemu poceniu się, co istotnie wpływa na komfort użytkowania oraz wspomaga profilaktykę przeciwoleżynową.

Jeśli zajdzie taka potrzeba wózek możemy ustawić do pozycji leżącej tak, aby dziecko mogło w nim spać.

Produkt dostępny jest w **3** rozmiarach z bardzo bogatą ofertą akcesoriów, które jeszcze bardziej pozwolą dopasować wózek do indywidualnych potrzeb.

### SZCZEGÓLNE ZALETY

#### Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

#### Elementy odblaskowe

Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.

---

## Niska waga

Konstrukcja wózka zapewnia niską wagę ramy wózka.

## Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

## Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

## Przekładane siedzisko

Siedzisko możemy łatwo przestawić tak, aby dziecko było zwrócone twarzą do opiekuna lub do kierunku jazdy w zależności od potrzeb.

## Funkcja kubelkowa

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.

- Pasy 5-punktowe zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.
- Przednie koła skrętne ułatwią manewrowanie wózkiem.
- Stylowa i nowoczesna tapicerka zapewnia najwyższy komfort użytkownika.
- Nowy, funkcjonalny podnóżek z regulacją wysokości i kąta nachylenia.
- Przekładane siedzisko

## System URSUS to doskonałe rozwiązanie dla Twojego dziecka. Jedno siedzisko a tak wiele możliwości!!!

Siedzisko **URSUS™** to nowoczesne, bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie zapewniające stabilizację i komfort podczas użytkowania. Funkcja kubelkowa **TILT-IQ®**, przekładane siedzisko **ClickClack®** to jedne z wielu praktycznych rozwiązań systemu **URSUS™**.

- Baza spacerowa **URSUS™** to wycieczki i podróże w komfortowych warunkach zarówno dla dziecka jak i opiekuna. Zapewnia wygodną jazdę w zróżnicowanym terenie, redukuje wstrząsy. Skrętne koła przednie pomagają w płynnej i lekkiej zmianie kierunku jazdy.
- Baza pokojowa **URSUS HOME™** to wygodne i funkcjonalne rozwiązanie do użytku w warunkach domowych. Regulowana wysokość siedziska znacznie ułatwia kontakt z rówieśnikami, a rączki prowadzące sprawiają, że manewrowanie nawet w ciasnych pomieszczeniach przestaje być problemem.
- **URSUS ACTIVE™** to baza dająca dziecku swobodę poruszania się. Przemyślane rozwiązanie umożliwiające przemieszczanie się przy asyście opiekuna jak i samodzielnej jazdę. Koła przeciw wywrotne zapewniają dodatkowe zabezpieczenie. Teraz terapia, nauka i zabawa będzie jeszcze bardziej przyjemna i efektywna.
- Baza pneumatyczna **QUARK™** zmieni siedzisko **URSUS™** w komfortowy fotelik rehabilitacyjny. Innowacyjny system regulacji wysokości gwarantuje płynną i łatwą obsługę. Dołączony do bazy pochwyty do prowadzenia umożliwiają przewiezenie fotelika w inne miejsce.

## WSKAZANIA

### Zalecany dla dzieci, młodzieży u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postaci.
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.

- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne.
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

## TABELE POMIAROWE

Symbol	Opis orientacyjny	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	wzrost użytkownika*	[cm]	80 - 100	100 - 130	130 - 150
A	szerokość siedziska	[cm]	19 - 25	22 - 30	24 - 34
L	głębokość siedziska	[cm]	21 - 26	27 - 35	34 - 42
C	wysokość oparcia	[cm]	44 - 55	49 - 59	55 - 67
E	szerokość oparcia	[cm]	23	27	32
F	długość podnóżków	[cm]	13 - 29	16 - 40	16 - 43
	długość stopki	[cm]	20	20	20
	wysokość rączek prowadzących	[cm]	100	100	100
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180
Y	kąt pochylenia siedziska(przodem do kierunku jazdy)	[°]	3 - 20	3 - 25	3 - 30
Y1	kąt pochylenia siedziska (tyłem do kierunku jazdy)	[°]	3 - 22	3 - 17	3 - 20
Z	kąt pochylenia podnóżków	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180
	max. waga użytkownika	[kg]	35	35	50

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

\*wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia

[Jak mierzyć pacjenta? - kliknij](#)

## WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	59	63	67
Szerokość po złożeniu	[cm]	59	63	67
Długość	[cm]	90	90	90
Długość po złożeniu	[cm]	90	90	90
Wysokość	[cm]	100	100	100
Wysokość po złożeniu z fotelikiem	[cm]	45	48	53
Waga	[kg]	19,5	21	22,5

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

## OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY (Z WYŁĄCZENIEM WÓZKA INWALIDZKIEGO TOALETOWEGO)

Kod środka	Przeznaczenie:	Odpłatność:	Okres	Lekarze	Limit NFZ:
------------	----------------	-------------	-------	---------	------------

---

P130	Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dorosłych	Bezpłatnie do wysokości limitu	<b>używalności:</b> Raz na 4 lata	<b>upoważnieni:</b>	3000 zł
P131	Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dzieci	Bezpłatnie do wysokości limitu	Raz na 3 lata		3000 zł

**Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 (+ 500,00 zł ) , 3 (+ 1 000,00 zł )