

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-dalmatynczyk-invento-p-5594.html>



Urządzenie wielofunkcyjne DALMATYŃCZYK invento™

Cena **7 000,00 zł**

Numer katalogowy **DALMATYŃCZYK
invento™**

Producent **Akces-Med**

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne **DALMATYŃCZYK invento™** ma szerokie zastosowanie w procesie rehabilitacji. Polecane jest zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Pełni rolę fotelika rehabilitacyjnego, pionizatora statycznego oraz leżanki co jest niewątpliwie jego główną zaletą. Oszczędność miejsca i wielofunkcyjność to jego główne cechy. Używane zarówno we wstępnej adaptacji pacjentów do pozycji siedzącej, jak i w dalszym złożonym procesie rehabilitacji.

Dzięki sprężynie pneumatycznej możemy płynnie pionizować pacjentów z pozycji leżącej do stojącej. Co więcej, możemy to zrobić nie wyjmując ich z pionizatora. Taką możliwość szczególnie docenią terapeuci oraz opiekunowie.

Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa w **DALMATYŃCZYKu invento™** sprawia, że dziecko czuje się w nim bardzo pewnie i bezpiecznie. Zadbaliśmy jednocześnie o maksymalną wygodę i swobodę ruchów.

Kamizelka bezpieczeństwa i pas biodrowy wyposażone zostały w innowacyjny system **CHWYĆ I POCIĄGNIJ®**. Umożliwiają one błyskawiczne i precyzyjne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu, a w razie potrzeby na natychmiastowe wyjęcie pacjenta z urządzenia.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Materiały ekologiczne

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

Wspomaganie pneumatyczne

Sprężyna pneumatyczna wspomaga we właściwym ustawieniu kąta pochylenia urządzenia.

Funkcja kubekowa

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.

Stopki z regulacją 3D

Stopki z regulacją 3D pozwalają na korekcję ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach.

Sprawna pionizacja

Mechanizm czworoboku przegubowego, wspieranego pracą sprężyny gazowej, zapewnia sprawną pionizację pacjenta.

Gwarancja 36 miesięcy

Mechanizm czworoboku przegubowego, wspieranego pracą sprężyny gazowej, zmniejsza awaryjność urządzenia, co skutkuje wydłużeniem okresu gwarancji.

3 w 1

Produkt posiada 3 funkcje użytkowe do wykorzystania w jednym urządzeniu: fotelika, pionizatora oraz leżanki.

Cicha praca

Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czworoboku przegubowego wspieranego pracą sprężyny gazowej zapewnia cichą pracę urządzenia.

Chwyć i pociągnij

Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.

Tapicerka przestrzenna

Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepuszczającą powietrze tapicerkę przestrzenną.

Łatwa obsługa

Obsługa urządzenia jest bardzo przyjazna użytkownikom. Aby spionizować pacjenta wystarczy jedynie zwolnić blokadę sprężyny gazowej.

Niska waga

Waga urządzenia jest niższa w porównaniu z wyrobami konkurencyjnymi dostępnymi na rynku.

WSKAZANIA

Zalecany dla dzieci i młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne.
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

TABELE POMIAROWE

Symbol	Opis orientacyjny	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	wzrost użytkownika*	[cm]		80 - 130	100 - 165
A	szerokość siedziska	[cm]	33	36	45
L	głębokość siedziska	[cm]	16 - 25	20 - 31	27 - 42
C	wysokość zagłówka	[cm]	37 - 52	42 - 53	49 - 64
C1	wysokość oparcia	[cm]	28	35	40
E	szerokość oparcia	[cm]	13 - 23	18 - 26	18 - 32
F	długość podnóżków	[cm]	15 - 34	15 - 37	15 - 45
	rozstaw pelot kolanowych	[cm]	18 - 26	21 - 29	25 - 37
	wysokość pelot kolanowych	[cm]	19 - 46	28 - 51	19 - 58
L1	długość stopki	[cm]	19	22	25
	regulacja klina (od oparcia)	[cm]	0 - 17	5 - 25	7 - 30
	wysokość stolika	[cm]	67 - 80	74 - 97	95 - 112,5
	kąt pochylenia pionizatora	[°]	-15 - +85	-15 - +85	-15 - +85
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180
Z	kąt pochylenia podnóżków	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180
	max. waga użytkownika	[kg]	25	45	60

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

[Jak mierzyć pacjenta? - kliknij](#)

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	46	50	60
Długość - pozycja siedząca	[cm]	70	81	97
Wysokość - pozycja siedząca	[cm]	96	118	138
Waga	[kg]	22,5	27,5	43

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA URZĄDZENIE MULTIFUNKCYJNE: FUNKCJA PIONIZACJI, STABILIZACJI W POZYCJI SIEDZĄCEJ I LEŻĄCEJ Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ

Kod środka	Przeznaczenie:	Odpłatność:	Okres używalności:	Lekarze upoważnieni:	Limit NFZ:
P126	Dzieci do ukończenia 18. roku życia -schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem	Bezpłatnie do wysokości limitu	Raz na 5 lat	Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji	3200 zł

jednoczesnego
zaopatrzenia
w balkonik specjalny
i pionizator)

w chorobach
narządu ruchu

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 (+ 500,00 zł), 3 (+ 1 500,00 zł)