

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wkladki-medic-line-dynamic-gel-ms495-6-p-13436.html>



Wkładki Medic Line DYNAMIC GEL MS495-6

Producent

Mazbit

Opis produktu

- wkładki dla osób z dolegliwościami bólowymi stóp i stawów
- wykonane z żelu o dwóch gęstościach
- miękki niebieski żel pełni funkcję amortyzatora wstrząsów, na jakie narażona jest stopa podczas kontaktu z podłożem, żółty stabilizuje łuk stopy oraz piętę
- wyściółka z materiału pochłaniającego pot

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie
Wykonanie
Rozmiar

Wkładki dla dorosłych, Wyroby żelowe/silikonowe
Pozostałe dolegliwości
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty
Warstwa materiałowa, sprężysty żel.
35/40, 41/46

Pranie

Mycie ręczne

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35/40 , 41/46