

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wkladki-medic-line-perfect-kid-mk293-p-13381.html>

Wkładki Medic Line PERFECT KID MK293

Producent

Mazbit



Opis produktu

- wkładki przeznaczone dla dzieci z płaskostopiem podłużnym
- elastyczny profil wspiera łuk podłużny, delikatnie stabilizuje i odciąża piętę
- zalecane do obuwia luźnego
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj	Wkładki dla dzieci
Przeznaczenie	Płaskostopie podłużne
Obuwie	Sportowe, Trekkingowe, Półbuty
Wykonanie	Wyściółka, pianka lateksowa z zawartością węgla aktywnego, , amortyzator pięty, elastyczny profil
Rozmiar	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Pranie

Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34