

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wozek-spacerowy-dla-dzieci-jogger-62000000-p-12918.html>



## Wózek spacerowy dla dzieci JOGGER 62000000

Numer katalogowy	<b>62000000</b>
Producent	<b>Meyra</b>

### Opis produktu

Jogger to alternatywna propozycja spacerówki dla rodziny chcącej spędzać czas bardzo aktywnie. Ważący jedynie 12kg wózek jest idealnym wyborem dla rodzin lubiących długie spacery przez miasto w parku lub w lesie. Nazwa i wyposażenie wózka jednoznacznie wskazują na możliwość wspólnego biegania, gdyż Jogger gwarantuje komfort i bezpieczeństwo dziecka w każdym terenie. Spacerówkę można złożyć, a po demontażu kół daje się łatwo schować do bagażnika samochodu.

#### Standardowe wyposażenie:

- 3 koła pneumatyczne 30cm
- blokowane i osłonięte koło przednie
- hamulec tarczowy przedniego koła
- praktyczna amortyzacja kół tylnych
- hamulec postojowy nożny
- regulacja kąta oparcia pleców
- zdejmowany daszek z okienkiem
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona
- rączka z regulacją wysokości
- komfortowa tapicerka
- kółka łatwe do demontażu na czas transportu
- ultralekka aluminiowa rama
- dwustronna tapicerka oparcia (lato-zima)
- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych
- wózek występuje w jednym kolorze stalowo-brązowym widocznym na głównym zdjęciu

#### Cechy szczególne:

- Rączka z regulacją wysokości
- Małe wymiary po złożeniu
- Amortyzator kół tylnych
- Koła przednie z hamulcem tarczowym
- Hamulec tylnych kół

#### Dane techniczne:

- maksymalna dopuszczalna waga pacjenta: 50kg
- szerokość siedziska: 35 cm
- głębokość siedziska 30 cm
- wysokość oparcia 61 cm
- regulacja kąta oparcia w zakresie 100-140 st.
- wymiary po rozłożeniu: 66/110/107 cm
- wymiary po złożeniu: 53/110/83 cm
- średnica kół: 30 cm

### Specjalistyczne siedziska

Wózek może zostać opcjonalnie wyposażony w 2 rodzaje siedzisk: anatomiczne i profilowane. Posiadają one profilowania w części biodrowej i plecowej. Wielkość pelot i klinów krokowych zależy od wielkości siedziska. Gładkie, nienasiąkające oraz bakteriostatyczne powierzchnie ułatwiają utrzymanie czystości i podnoszą komfort użytkowania. Siedziska można zamontować również do innych wózków inwalidzkich oraz krzesel pokojowych.

### Możliwość dopasowania siedziska anatomicznego

Występują w 3 rozmiarach i 3 kolorach (wiśniowy, lila, czekoladowy). Można je zamówić jako komplet lub każdą część (biodrową, plecową) osobno

### Możliwość dopasowania siedziska profilowanego

Dostępne w 5 rozmiarach i 2 kolorach (czekoladowy, błękitny). W zestawie są również pasy 5 punktowe w błękitnym lub czekoladowym kolorze.

### CECHY:

- 3 koła pneumatyczne 30 cm,
- blokowane i osłonięte koło przednie,
- hamulec tarczowy przedniego koła,
- praktyczna amortyzacja kół tylnych,
- hamulec postojowy nożny,
- regulacja kąta oparcia pleców,
- zdejmowany daszek z okienkiem,
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona,
- rączka z regulacją wysokości,
- koła łatwe do demontażu na czas transportu,
- ultralekka rama aluminiowa,
- dwustronna tapicerka siedziska (lato-zima).

### OPCJE:

- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych,
- zagłówek,
- siatka na zakupy,
- osłona przeciwdeszczowa,
- śpiwór.

Szerokość siedziska (cm)	35	Maksymalna waga użytkownika	50
Głębokość siedziska (cm)	30	(kg)	
Wysokość oparcia (cm)	61	Średnica kół (cm)	30
Kąt oparcia	100-140°		
Wymiary po rozłożeniu szer./głęb./wys. (cm)	66/110/107		
Wymiary po złożeniu szer./głęb./wys. (cm)	53/110/83		