

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wysoki-pas-ledzwiowo-krzyzowy-z-6-wzmocnieniami-p-5560.html>



## Wysoki pas lędźwiowo-krzyżowy z 6 wzmocnieniami

Cena	<b>260,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SP-780</b>
Producent	<b>Special</b>

### Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał antybakteryjny, hipoalergiczny, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- Szczególnie polecany po zabiegach operacyjnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa, przy osteoporozie, zwężeniu tarczki międzykręgowych, po zdjęciu opatrunku gipsowego w procesie doleczenia, przy dyskopatii oraz zwyrodnieniach kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jak również kręgozmyku, stanach przeciążeniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Dzięki zastosowaniu (w części tylnej) unikalnych nierdzewnych, anatomicznie wyprofilowanych stałek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. Posiada dodatkowo wzmocnione stalki w okolicy lędźwiowej dające dodatkowe podparcie. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

**Polecany również w przypadku bólów reumatycznych kręgosłupa - powoduje jego wewnętrzne rozgrzanie.**

Dzięki Innowacyjnej technologii **Multiceramic** pas posiada efekt termiczny, gwarantujący wyraźne podniesienie temperatury ciała. Wspomaga on powstawanie naturalnego procesu uzdrawiania. Wytworzone ciepło powoduje wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból.

Technologia Far Infrared Rays posiada również właściwość poprawy siły wchłaniania wilgoci powstającej na skórze. Dzięki odpowiedniej kompozycji włókien, tkanina ze wzmocnioną siłą odprowadza wchłoniętą wilgoć na zewnątrz.

Dzięki zastosowaniu Innowacyjnych Technologii, tkanina posiada funkcję antybakteryjną. W wyniku przeprowadzonych badań tkanina została zakwalifikowana jako antybakteryjna, niepowodująca podrażnień skóry, szczególnie polecana dla osób z nadwrażliwością skórną, ze skłonnościami do alergii i uczuleń.

### Rozmiary:

---

(mierzyć obwód wokół pasa)

**S:** 66,0-75,0 cm,

**M:** 76,0-86,5 cm,

**L:** 87,5-99,0 cm,

**XL:** 100,3-113,0 cm,

**XXL:** 114,3-128,3 cm

**Sposób konserwacji:**

Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C (po wyjęciu elementów metalowych). Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chem.

**Przeciwwskazania:**

Pasa nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** S , M , L , XL , XXL